

Felállást segítő járókeret 4 markolattal

0807998

Használati útmutató



Rendeltetészerű használat:

A gyalogjárókat mozgáskorlátozottak használhatják otthonon belüli és kívüli utazáshoz.

Összeszerelés:

A járgányokat összeszerelve és használatra készen szállítjuk.

További utasítások:

- 1.A sétáló összecukásához vagy kihajtásához használja a fogantyúkat vagy a gombot (ha van)
- 2.Amikor a sétálót ülve vagy állva használja, nyomja le a fogantyúkat, így biztosítva, hogy a járólapp egy helyben álljon és ne csússzon el.
- 3.Amikor kiszáll a gyalogjáróból, mindkét fogantyúra egyformán támaszkodnia kell. Ha csak egy fogantyúhoz támaszkodik (kísérő nélkül), az károsíthatja a fogantyút.

Tárolás és szállítás:

Tárolás vagy szállítás előtt zárja le és hajtsa össze a sétálót a fogantyúkkal vagy a gombbal

Karbantartás és tisztítás:

- Tisztítsa meg gyakran a sétáló minden részét.
- Csak rongyot és enyhe szappant használjon a tisztításra szoruló felületeken.
- Ezután használjon tiszta ruhát, és szárítsa meg alaposan a termék használata előtt.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert.

VIGYÁZAT (!):

A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.

FONTOS (!)

A sétáló használata előtt Győződjön meg arról, hogy:

- A sétáló teljesen kinyújtott állapotban van, és ebben a helyzetben reteszelve van.
- A kerekek (ha vannak) szilárdan rögzítve vannak
- A fogantyúk azonos magasságúak, és a kerethez rögzítő csavarok szorosak.
- A kereten nincs repedés vagy törés.
- Rendszeresen tisztítsa meg a sétálót.
- Ne hagyja, hogy a sétáló nedves legyen.
- Ne engedjen gyerekeket a sétáléhoz felügyelet nélkül

Környezetvédelem:

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak nyilatkoztatásáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Garancia:






A termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM a nem rendeltetésszerű használatból eredő károokra, rossz karbantartás, módosítás, túlzott használat vagy a termék működésének meg nem felelése utasítás. NEM takarja el azokat az alkatrészeket is, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódnak.

Olyan károk vagy hibák, amelyeket: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben) a fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

1. Alumínium keret
2. Összecsukható
3. Állítható magasságú
4. Botvég gumi szürke kódja 0809553
5. Tartalék első görgő 0806507 kódhoz: 0807621

| | |  |  |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 0806508 | 53,5 cm | 48 cm | 48 cm | 77-94 cm | 100kg |
| 2 | 0807998 | 54 cm | 44 cm | 37 cm | 88-100 cm | 100kg |
| 3 | 0809396 | 54 cm | 46 cm | 46 cm | 76-93 cm | 100kg |
| 4 | 0806507 | 60 cm | 47 cm | 52 cm | 80-95 cm | 100kg |

1)



2)



| | KÓD | LEÍRÁS |
|---|----------------|---|
| 1 | 0806508 | Összecsukható járólap |
| 2 | 0807998 | Összecsukható járólap 2 szintes fogantyúval |
| 3 | 0809396 | Összecsukható járólap, Oda-vissza mozgás |
| 4 | 0806507 | Összecsukható kerekkel járó |

3)



4)





Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi
eszközzazonosító



Napfénytől távol
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri
használat



Berendezési irányelv



MOBIK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com