



Fali kapaszkodó betegágyhoz SD46010 használati utasítás

Bettaufrichter zur Wandbefestigung *Wall Mounted Bed Lifting Pole*

Art.-Nr. / Item no. 46 010

HMV-Nr.: 19.40.02.2023
50.45.02.2023



Rendeltetés szerű használat A falra szerelhető ágyemelő rúd egy orvostechikai eszköz, és úgy tervezték, hogy segítse a fekvő helyzetből a ülő helyzet. Használatához a páciensnek képesnek kell lennie legalább egy kar megfelelő terhelésére, a felsőtest maradék erőire is jelen kell lennie. Ily módon, szükség esetén gondozói támogatással, önállóbb erekcio is megvalósulhat megkönnyítette.

Jelzés Ágyhasadás, elégtelen spontán felállási képesség segédeszközök nélkül, elégtelen egyensúly felegyenesedéskor, nem eléggé biztonságos ülés helyzet

Ellenjavallat Instabil test- és csigolyasérülések, hátsérülések, a felső végtagok elégtelen fogási képessége vagy alátámasztása, elégtelen testi vagy szellemi képességei a segédeszköz használatához.

Leírás / Összeszerelési követelmények A falra szerelhető ágyemelő rúd minden felépítmény nélküli ágyhoz használható. Különbéféle ágyemelési típusok léteznek oszlopok, telepítés előtt hagyja, hogy a felhatalmazott szakember tanácsot adjon az Önnek megfelelő segédeszköz kiválasztásában. A terület, amelybe a segédeszközt be kell szerelni, felhatalmazott szakemberrel is ellenőrizni kell a használatra való alkalmasságot, fal állapota, teherbírása stb.). A tesztelést, az összeszerelést és a használati utasítást csak felhatalmazott, képzett szakember végezheti. A tárgy csak kísérő személy/gondozó segítségével szabad használni. A modell háztartási használatra készült, a modell csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet, és nem használható betegeken. Bármilyen más felhasználás, mint a fent említettek kivül említettek nem célja. A SunDO GmbH vagy a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ebből eredő károkért a kockázat kizárólag a felhasználót terheli. A termékkel kapcsolatban előforduló súlyos események haladéktalanul jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes hatóságnak.

Összeszerelés: Mindenekelőtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg a mellékelt használati útmutatóval együtt háromszög, Art. 46000-01, a termék élettartamának végéig. Kérjük, először ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e használat és minden használat.

► Az ágyemelő rudat csavarokkal és dübelekkel rögzítik a falhoz az előre meghatározott rögzítő lapon lévő haton keresztül. Lyukakat fúrni. A rögzítő anyagot nem tartalmazza, mivel mindkettőt (fal minősége és megfelelő rögzítő elemek) igazolni és kiválasztani kell a rögzítési technikával foglalkozó szakembertől/az Ön szakkereskedőjétől. Rögzített faltípusok, például beton, mészhomoktégla stb. a legalkalmasabbak a falra szerelhető ágyemelő rúd felszerelésére.

► Lehetőleg középen rögzítjük az ágy fejevégnél előre kiválasztott magasságban, hogy a az övszín háromszögének beállítását a páciens könnyen elérheti.

► A támasztókar jobbra és balra félkör alakú, 73 cm-es elforgatási sugárban kérjük, ezt vegye figyelembe összeszerelés során.

► A keret felszerelése után a fogantyút a hozzá tartozó tartóba kell helyezni. A hevederek között kell elhelyezkednie a csapokat. Az övszín hossza az állítócsat segítségével egyedileg állítható (lásd a 46000-01 cikkszámú külön használati utasítást).

Minden használat előtt:

► Ügyeljen arra, hogy a fogantyú pántja a vezetőcsapok között legyen

► Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.

► Ellenőrizze az övszíjat és a háromszöget esetleges sérülés, kopás vagy szakadás szempontjából. A sérült tárgyakat (már) nem szabad használni, kérjük, értesítse szakkereskedőjét.

Használat:

► A fogantyús tartókarnak párhuzamosnak kell lennie az ágygal. A fogantyút a megfelelő magasságú.

► A fogantyúnak a mellkas felett kell lennie.

► Az ágyemelő rudat csak függőlegesen szabad terhelni.

► Ne lendítsen ide-oda a fogantyúval. Fennáll a borulás veszélye!

► A tolószékbe vagy WC-székbe való beköltözéshez a gondozónak mindig segítséget kell nyújtania.

Tisztítás/fertőtlenítés A tisztításhoz ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyat vagy tisztítószert.

Csak enyhe, kereskedelmi forgalomban kapható háztartást használjon tisztítószerek és puha törülközők vagy szivacsok. Ne használjon olajos vagy zsíros tisztítószereket! Minden alkatrész kereskedelemben kezelhető elérhető klórmentes fertőtlenítőszerrel. Figyelem, kérjük, vegye figyelembe a gyártó alkalmazási előírásait!

Karbantartás: A hegesztési varratok és a fogantyú legalább havi alapos ellenőrzése (lásd még "Minden használat előtt"). Ebben esetben feltétlenül hivatkozni kell az övszíj esetleges sérülésére. A hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

Műszaki adatok:

Anyag		Tartókar hossza	kb. 73 cm
Szín	szürke	Tartó lemez	kb 30*20 cm festett acél
Max terhelhetősége	100 kg	Súly	kb. 11,5 kg

A falra szerelhető ágyemelő rudat körülbelül 10 éves élettartamra tervezték, állapottól és a használat gyakorisága). Figyelem, a háromszöget legkésőbb 5 év elteltével ki kell cserélni, lásd a külön használati utasítást!

Biztonság:

- ▶ A termék bármilyen kezelése megköveteli a jelen használati utasítás pontos ismeretét és előzetes betartását. Ezért gondosan kell tárolni a segédeszköz ártalmatlanításáig. A működési hibák elkerülése és annak biztosítása érdekében problémamentes használat, a használati utasításnak mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie a kezelők számára.
- ▶ Minden kezelés előtt ellenőrizni kell az ágyemelő rúd falra rögzített rögzítését!
- ▶ Az ágyemelő rúd teherbírása nem haladhatja meg a 100 kg-ot (húzóerő)!
- ▶ Biztonsági okokból az összeszerelést szakembernek kell elvégeznie
- ▶ Az ágyemelő rudat mindig az ágygal párhuzamosan szerelje fel!
- ▶ Ne lendítsen a fogantyún, és ne csúsztassa fel az ágyban.
- ▶ Ha a termék egyes részei meggörbültek vagy deformálódtak, azt nem szabad tovább használni!
- ▶ Figyelem, a termék nem játék! Gyermekeit ne hagyja felügyelet nélkül az ágyemelő rúddal ellátott szobában!
- ▶ A falra szerelhető ágyemelő rúd 10° – 60°C hőmérséklet-tartományban használható.
- ▶ Ne rögzítsen más alkatrészt vagy tárgyat az ágyemelő rúdra!

Garancia: A jogi garanciális igények szerint. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, normál kopásból, ill használat, valamint olyan hibák, amelyek a készülék értékét vagy használhatóságát csak elenyésző mértékben befolyásolják. Technikai változtatások, átalakítások valamint a hosszabbítások és a szakszerűtlen karbantartás A munkavégzés a garancia és a termékszavatossági kötelezettség lejáráshoz vezet. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokat fenntartjuk magunknak.



Produkt und Verpackung sind gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen zu entsorgen | Product and packaging must be disposed of in accordance with local regulations

WGA116-0821



Sundo Homecare GmbH
Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen
www.sundo-homecare.de

