



## Felhajtható fali tusolószék DELUXE 10502 használati utasítás



**Használati cél:** A "DELUXE" összecukható zuhanyülőke gyógyászati termék. Falra szerelhető ülésként és állandó segédeszköz korlátozott stabilitású emberek számára. A zuhanyülés megkönnyíti a személyes higiénit a zuhany alatt, de csak olyanok használhatják, akik ülve ki tudják egyensúlyozni magukat önállóan vezérelhető (borulás/leesés veszélye).

**Jelzés:** Korlátozott állóképesség, korlátozott stabilitás, általános gyengeség.

**Ellenjavallat:** Szédülés, egyensúlyhiány, törzskontroll hiánya, zavaros állapotban nem használható.

**Leírás:** Az összecukható zuhanyülés alumíniumból és műanyagból készül (acél szerelőlap, festett). Csúszásmentes felülettel és integrált vízvezetéssel van ellátva. Ha nincs használatban, a helytakarékoság érdekében összecukható. A modell csak ép, sértetlen bőrrel kerülhet érintkezésbe. A fentiekől eltérő vagy azt meghaladó felhasználás említett nem célja. A Sundo GmbH felelőssége, a kockázat kizárólag a felhasználót terheli. A termékkel kapcsolatos súlyos eseményeket azonnal jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes forgalmazónak. Először ezt olvassa el teljesen a használati utasítást, és őrizze meg a termék élettartamának végéig tovább.

### **Összeszerelés:**

- ▶ A "DELUXE" összecukható zuhanyülőkét csak megfelelő teherbírású falra szabad rögzíteni és megfelelő rögzítő anyaggal kell felszerelni. A fal állapotának ellenőrzése és a rögzítő anyag kiválasztását biztonsági okokból kell elvégezni szakképzett szakember végezze el.
- ▶ A mellékelt csavarok/dübelek csak tömör faltípusokhoz (beton, Mészhomoktégla stb.) alkalmas. Vegye figyelembe az ülések maximális terhelhetőségét 110 kg.
- ▶ A „DELUXE” lehajtható zuhanyülés lábbal, Art. 10502, kb. 46 és kb. 53 cm-ben állítható magasság (U-cső adapter az ülés alatt). Kérem a pontos magasságot előtte kihajtott támasztólábbal. Figyelem a lehajtáskor az ülést, győződjön meg arról, hogy a támasztóláb szilárdan a padlón van.

### **Biztonsági utasítások:**

- ▶ A "DELUXE" összecukható zuhanyülést csak a fent leírt célokra használja. Ne álljon fel a zuhanyülésre!
  - ▶ Biztonsági okokból az ellenőrzést és az összeszerelést szakembernek kell elvégeznie
  - ▶ Vegye figyelembe a maximális terhelést (110 kg).
  - ▶ Mindig üljön az ülés közepére, és óvatosan szálljon le róla!
  - ▶ Csúszásveszély! Mindig kérje gondozó segítségét!

### **Használat/karbantartás előtt:**

- ▶ Először is teljesen olvassa el ezt a használati utasítást. Kérem ellenőrizze az első használat előtt és minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e.
- ▶ Rendszeresen ellenőrizze az összes csavarkötést, csak akkor, használja ha megfelelő a stabilitása.
- ▶ Hibás, sérült vagy nem megfelelően beszerelt termékek nem lehetnek használt, forduljon szakkereskedőjéhez.
- ▶ Csak eredeti alkatrészeket használjon.

### **Tisztítás és fertőtlenítés:**

- ▶ Az összecukható zuhanyülőke normál háztartási tisztítószerekkel tisztítható, Ügyeljen arra, hogy ne tartalmazzon olajat, zsírt vagy súrolószert.
- ▶ A segédeszköz a kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszerrel tisztítható fertőtleníteni kell a törölőfertőtlenítési módszerrel. Fontos: Fertőtlenítőszer használatakor a használati utasítást a gyártót kell figyelni.

### **Műszaki adatok:**


<b>Anyaga</b>	Alumínium és műanyag
<b>Ülés</b>	34*31 cm
<b>Magassága</b>	46 és 53 cm között
<b>Teljes mélység</b>	41 cm
<b>Súlya</b>	3,3 kg
<b>Terhelhetősége</b>	110kg


**Garancia:** Jogi garanciális igények szerint.

Kizárva a garanciából nem rendeltetésszerű használat, normál kopás és fogyasztás által okozott károk valamint a termék értékét vagy használhatóságát csak elhanyagolható mértékben befolyásoló hibákat befolyás. Technikai változtatások, átalakítások és kiegészítések, valamint nem megfelelő karbantartási munkák érvénytelenítik a garanciát és a termékszavatosságot. Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokra.

---

 Sundo Homecare GmbH,  
Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, [www.sundo-homecare.de](http://www.sundo-homecare.de)

 Valentine International Ltd., 8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road,  
221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.

 Y. Sung Handelsvertretung, Duesselthaler Str. 24, DE-40211 Duesseldorf

