



## Kartámaszos zuhanyszék állítható magasságú Onda

RS838-RS839

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelte alapján (2017 április 5)

#### 1. KÓDOK

RS838 zuhanyszék karfával

RS839 Zuhanyzék kar- és háttámlával

#### 2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti S.p.A. termékcsalád MOPEDIA fürdőtermékeit vásárolta meg. Ez A felhasználói kézikönyv néhány javaslatot tartalmaz a termék helyes használatára vonatkozóan választott, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet óvatosan a termék használata előtt. Ha kérdése van, forduljon a viszonteladóhoz tanácsért és segítségért. Kétség esetén javasoljuk, hogy forduljon a kereskedőhöz, aki tud megfelelő segítséget és tanácsot.

Megjegyzés Ellenőrizze, hogy valamelyik alkatrészen nincs-e szállítási sérülés, és használat előtt ellenőrizze. Sérülés esetén tegye meg ne használja a készüléket.

További útmutatásért forduljon a forgalmazóhoz.



#### **FIGYELEM!**

- **Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a nyvben.**
- **A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.**

#### 3. RENDELTETÉS

A Moretti fürdőszéke a fogyatékkal élő betegek segítségére szolgál a fürdőkádban.

#### 4. EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

#### 4. EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére ezennel kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott, a fürdési segédeszközök kategóriába tartozó termékek megfelelnek (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló irányelvben és a további módosításokban megfogalmazott vonatkozó rendelkezéseknek.

Ennek érdekében a Moretti S.p.A. saját felelősségére az alábbiakat garantálja és kijelenti:

1. A szóban forgó eszközök megfelelnek a 2017/745 irányelv I. mellékletének alapvető követelményeinek.

EGK a fenti irányelv VII. melléklete szerint.

2. A nyilatkozat A mellékletében említett érintett eszközök teljes listája

3. A szóban forgó készülékek NEM MÉRŐESZKÖZÖK.

4. A szóban forgó eszközöket NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATRA.

5. A szóban forgó készülékek NEM STERIL csomagolásban kerülnek értékesítésre.

6. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni.

7. NE használja/telepítse a kérdéses eszközöket a Moretti S.p.A. által kifejezetten megjelölt célra.

8. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja a megfelelőséget igazoló dokumentációt a 2017/745 irányelvet a megfelelő hatóságokhoz és a további módosításokat.

#### 5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

• NE használja ezt a terméket vagy bármely rendelkezésre álló opcionális berendezést anélkül, hogy először teljesen elolvasta és meg nem értette ezt a használati útmutatót. Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, forduljon egészségügyi szakemberhez, kereskedőhöz vagy műszaki

szakemberrel, mielőtt megpróbálná használni a berendezést, különben sérülés vagy kár keletkezhet.

• A csomagolt fürdőszéket tartsa távol a hőforrásoktól.

• A termék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg.

• A sérülések elkerülése érdekében MINDIG tartsa távol kezét és ujjait a mozgó alkatrészekről.

• NE engedje, hogy gyermekek játsszanak a fürdőszéken vagy kezeljék a fürdőszéket.

#### 6. SZIMBÓLUMOK



Termék szám



Egyedi eszközazonosító



CE jelölés



Gyártó



Tétel szám



Olvassa el a használati utasítást



Orvosi eszköz



Ártalmatlanítási feltételek



Ártalmatlanítása

#### 7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

RS838-RS839

Zuhanyszék kartámasszal és háttámlával vagy anélkül, alumínium vázzal, üléssel és háttámla HDPE-ből. Állítható magasságú, csúszásgátló gumicsúcsok.

## 8. ÖSSZESZERELÉS

RS838-RS839

1. Fordítsa meg az ülést, és szerelje fel az ülésívek tartóját;
2. Helyezzen be 4 lábat;
3. Helyezze be a 2 háttámla támaszt az ülésre;
4. Rögzítse a háttámlát a megfelelő támasztékokhoz csavarokkal;
5. Szerelje fel a karfákat.

## 9. HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja az emberek és tárgyak biztonságos használatát.
- Ellenőrizze a készülék helyes összeszerelését.

## 10. ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő következményekért.

- Mindig segítse a járási nehézségekkel küzdő páciens, hogy elhelyezkedjen az ülésen.
- Ne használja olyan betegeknél, akik túllépik a termék keretén elhelyezett címkén feltüntetett maximális súlyt.
- Kerülje a hirtelen mozdulatokat pozicionálás közben.
- Legyen óvatos a nedves padlón, nedves vagy csúszós felületen, mert ez megnehezítheti a beteg elhelyezését.
- Ne tárolja a terméket a szabadban. Rendszeresen ellenőrizze a termék stabilitását és a megfelelő rögzítőcsavarok és a védőgumi állapota.
- Ha kétségei vannak a termék használatával, beállításával vagy karbantartásával kapcsolatban, forduljon a kereskedőhöz.



### **FIGYELEM!**

**A maximális teherbírást semmilyen okból ne lépje túl!**

## 11. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

RS838-39

Magasságállítás

Nyomja meg az ütközőt az ülés beállításához úgy, hogy eltávolítja a hengert, és a kívánt magasságnak és magának a páciensnek a szubjektív manőverezhetőségének megfelelően hozza a furatokhoz. Helyezze vissza a csapot a furatba, hogy rögzítse a hengert. Ellenőrizze, hogy mind a négy láb on azonos magasságú. Helyezze az ülést sima és szabályos felületre. Az ülés stabilitásának ellenőrzésére használat előtt.

## 12. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

### 12.1 Tisztítás

A segédeszköz és a szerkezet tisztításához használjon alkoholos és semleges szappant (egyenlő arányban) vízzel elkeverve. Tisztításkor ne használjon súrolószert, savat, alkoholt, klór alapú tisztítószert, fertőtlenítőszert és acetont, mert ezek az anyagok a műanyag felületek kopását és a fémfelületek rozsdásodását okozzák. A gyártó cég nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket a tisztítás során a termék felületét károsító anyagok vagy korrozív vegyszerek használata okoz.

### 12.2 Fertőtlenítés

Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon közönséges, semleges fertőtlenítőszert.

## 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK



Ártalmatlanítás esetén ne használja a behelyezett edényt a kommunális hulladékhoz. Javasoljuk, hogy a fürdőszéket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre helyezze újrahasznosítás céljából.

#### 14. MŰSZAKI JELLEMZŐK

##### RS838

\***Méreték:**

 L: 46 cm  W: 40 cm  H: 47÷66 cm

Ülés:

41 x 34 x h47÷66 cm



Max teherbírás:

136 kg

##### RS839

\***Méreték:**

 L: 46 cm  W: 40 cm  H: 80÷99 cm

Ülés:

41 x 34 x h47÷66 cm



Max teherbírás:

136 kg

\* A méretek a közepes méretekre vonatkoznak

#### 15. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett. A garancia nem érvényes a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy módosításából eredő károk esetén, és a garancia nem érvényes, ha a használati utasítást nem szigorúan betartják. A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük.

A Moretti nem vállal felelősséget a személyi sérülésből vagy a helytelen telepítésből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő vagy más módon okozott károkért.

A Moretti Moretti nem vállal garanciát a termékekre a következő esetekben: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ha van), nem a Moretti által szállított alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett átalakítás, szállítási sérülés (kivéve a Moretti eredeti szállítmányát), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használatát során elhasználódnak.

#### 16. JAVÍTÁS

##### 16.1 Garanciális javítás

Abban az esetben, ha a Moretti termékben anyag- vagy gyártási hiba lép fel a jótállási idő alatt, a Moretti megerősíti az ügyféllel, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból.

A Moretti saját belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti a garanciális tételt egy Moretti-kereskedőnél vagy a Moretti telephelyén. A javítás munkadíját a Moretti terhelheti, ha a javításra garancia vonatkozik. A javítás vagy csere nem újítja meg vagy hosszabbítja meg a garanciát

##### 16.2 A garancia nem terjed ki a javításra

A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye után lehet javításra visszaküldeni. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások munka- és szállítási költségei teljes mértékben a vásárlót vagy a kereskedőt terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékek javítására a termék megjavításának napjától számított hat (6) hónapos jótállás vonatkozik.

##### 16.3 Nem hibás készülék

A vásárlót értesítjük, ha a visszaküldött termék megvizsgálása és tesztelése után a Moretti azt állítja, hogy a termék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vásárló fizeti.

## 17. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk. A pótalkatrészeket és tartozékokat csak a Moretti általános katalógusában találja.

## 18. MENTESÜLÉSEK

A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével és a törvény korlátain belül a Moretti nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatóságos képviselést, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre és a jogsértésekre vonatkozó nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket. interferencia.

A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által előírt vélelmezett jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztóknak szánt termékekkel kapcsolatos véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását. Az ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás bizonyos felelősségkizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül megváltozhat.



Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**MADE IN P.R.C.**