



Harisnyafelhúzó segéd kompressziós harisnyához SD25100,  
Harisnya felhúzó segéd kompressziós harisnyához -széles  
SD25105, Teleszkópos harisnya felhúzó segéd kompressziós  
harisnyához SD25120 és Teleszkópos harisnya felhúzó segéd  
kompressziós harisnyához széles SD25125 használati utasítás



**Kompressionsstrumpfanzieher »STANDARD«**  
*Compression Stocking Aid »STANDARD«*

Art.-Nr. / Item No. 25 100 [ HMV-Nr. 02.40.01.3029 ]  
»STANDARD«

Art.-Nr. / Item No. 25 105 [ HMV-Nr. 02.40.01.3046 ]  
»STANDARD WEIT« /  
»STANDARD WIDE«



**Kompressionsstrumpfanzieher, ausziehbar**  
**»LANG«**  
*Compression Stocking Aid »TELESCOPIC LONG«*

Art.-Nr. / Item No. 25 120 [ HMV-Nr. 02.40.01.3045 ]  
»LANG«  
»TELESCOPIC LONG«

Art.-Nr. / Item No. 25 125 [ HMV-Nr. 02.40.01.3047 ]  
»LANG & WEIT«  
»TELESCOPIC LONG & WIDE«

**Rendeltetészerű használat:** A kompressziós harisnya segédeszköz egy orvosi eszköz, amely megkönnyíti a támasz meghúzását és a kompressziót mozgáskorlátozottság vagy elégtelen erő esetén harisnya.

**Jelzés:** A törzs hajlításának vagy a felső végtagok (karok, kezek, ujjak) funkciójának károsodása, erővesztés .

**Ellenjavallat:** Instabil csigolyasérülések, elégtelen fizikai vagy szellemi képességek a használathoz.

**Verziók:** Különböző modellek vagy méretek léteznek, a megfelelő harisnyasegéd kiválasztását a szakszemélyzet (lásd alább). A tesztelést és a használati utasítást csak arra feljogosított, képzett szakemberek végezhetik. A modell háztartási használatra készült, csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet, és nem szabad betegek körében alkalmazni. A fent említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetészerű. A Sundo GmbH semmilyen felelősséget nem vállal az ebből eredő károkért a kockázat kizárólag a felhasználót terheli. A termékkel kapcsolatos súlyos események esetén, kérjük, tájékoztassa a gyártót vagy az illetékes hatóságot.

- ▶ A „STANDARD WIDE” változat erősebb alsó lábához alkalmas.
- ▶ A „LONG” típusnál a fogantyúk 61 cm hosszúságig kihúzhatók.
- ▶ A „LONG & WIDE” mindkét előnyt egyesíti. Alkalmas erősebb alsó lábszárhoz, kihúzható fogantyúkhöz is további megkönnyíti a kompressziós harisnya felhúzását, mivel nincs szükség alacsony hajlításra.

**Az első használat/karbantartás előtt:** Először is olvassa el teljes egészében a használati utasítást. A csomagolást is őrizze meg a termék szolgáltatásának végéig élet. A sorozatszám az előlapon van felragasztva, és reklamáció esetén értesíteni kell. Kérem ellenőrizze az első használat előtt és minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a termék hibátlan-e (esetleg élek, ill hasonló egyébként károsíthatja a harisnyát). Sérülés vagy kopás jelei esetén, az öltözködési segédeszközt (továbbra) nem szabad használni. A biztonsági előírások betartása esetén további karbantartásra nincs szükség.

#### **Használat:**

- ▶ Helyezze a kompressziós harisnya segédeszközt stabil és sima felületre.
  - ▶ Az öltözködési segédeszköznek háttal Ön felé kell mutatnia. Helyezze a kompressziós harisnyát a belső keretbe kb áttolva a harisnyát a félkörön. A harisnya hegyének előre kell mutatnia.
  - ▶ Helyezze a kompressziós harisnya segédeszközt a padlóra, és csúsztassa a lábával a harisnyába egészen a lábáig érinti a földet.
    - ▶ Óvatosan húzza át a harisnyát a bokára és a vádlira, és ellenőrizze, hogy a lábujj és a sarok a megfelelő helyen van-e.
    - ▶ Ha a harisnya megfelelően illeszkedik, tartsa a harisnyatartót jobbra és balra a (párnázott) markolatoknál, és húzza fel. A harisnya végén a segédeszközt hátrafelé húzzuk ki belőle.
- Fontos: Ügyeljen arra, hogy a kompressziós harisnya ne képződjön ráncokba, és ne legyen túlfeszítve.

**Tisztítás és fertőtlenítés:** Ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyakat vagy tisztítószereket. Csak enyhe, kereskedelmi forgalomban kapható háztartást használjon tisztítószerek és puha törlőkendők vagy szivacsok. Kihúzható modellek: ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a csövekbe. Összes része kereskedelmi forgalomban kapható, klórmentes fertőtlenítőszerekkel kezelhető. Fontos: vegye figyelembe a gyártót pályázati szabályzat.

#### **Biztonsági utasítások:**

- ▶ Az öltözködési segédeszközt csak ülve szabad használni, ellenkező esetben fennáll a leesés veszélye!
- ▶ A harisnya sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a sima, repedésmentes körmök eltávolítása és ékszerek (gyűrűk stb.) eltávolítása
- ▶ Ne támaszkodjon a „LONG” és „LONG & WIDE” típusú fogantyúkra! A fogantyúk benyomódnának a keretbe – leesés és sérülésveszély! Garancia: A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. A jótállás nem vonatkozik a természetből adódó hibákra kopás, szándékosság, hanyagság vagy nem megfelelő kezelés vagy használat, valamint olyan hibák, amelyek befolyásolják a termék értékét vagy használhatóságát. eszköz csak jelentéktelen. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

25100	
Anyag	Drótszerkezet
Szín	Fehér
Hossz	21 cm
Szélesség	18 cm
Belső szélesség	12 cm
Magasság	34 cm

25105	
Anyag	Drótszerkezet
Szín	Fehér
Hossz	21 cm
Szélesség	18 cm
Belső szélesség	14 cm
Magasság	34 cm

25120	
Anyag	Drótszerkezet
Szín	Fehér
Hossz	21 cm
Szélesség	18 cm
Belső szélesség	12 cm
Magasság kihúzható	41-61 cm

25125	
Anyag	Drótszerkezet
Szín	Fehér
Hossz	21 cm
Szélesség	18 cm
Belső szélesség	12 cm
Magasság kihúzható	41-61 cm

WGA810421



Sundo Homecare GmbH  
Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen | [www.sundo-homecare.de](http://www.sundo-homecare.de)

