



## Tusolószék fordító koronggal, tálcával 10100 használati utasítás



**Használat célja:** A puha forgatható ülőkével ellátott zuhanyszék ülőhelyként szolgál zuhanyban. A forgatható puha ülés lehetővé teszi, hogy felállás nélkül 360 fokkal elforduljon a széken. A szék magassága 7 fokozatban állítható 42-58 cm között.

**Jelzés:** A különböző képek miatt nincs biztonságos állás a zuhany alatt (pl. általános gyengeség, az alsó végtagok működési korlátai, zuhanási hajlam stb.)

**Ellenjavallat:** Súlyos szédülés, a törzs vagy az egyensúly ellenőrzésének hiányában, a mentális elégtelenség vagy fizikai képességek hiányában az eszköz nem használható, vagy csak kockázattal lehetséges.

**Bejegyzések :**A zuhanyszéknek különböző modelljei vannak, a választást ezzel együtt kell meghozni. A modell háztartási használatra tervezték, csak ép, sértetlen bőrrel érintkezzen a puha forgó szivacs. A fentiekől eltérő vagy azt meghaladó felhasználás nem megfelelő. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal a Sundo GmbH gyártó, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. A kapcsolódóan a termékkel kapcsolatos súlyos események esetén értesítse a forgalmazót.

**Az első használat előtt:** Először olvassa el teljesen a használati utasítást, és őrizze meg addig a termék élettartamának vége. Ellenőrizze, hogy a zuhanyszék teljes és sértetlen-e. Ha a segédeszköz sérült, nem szabad használni, forduljon a forgalmazóhoz.

**Minden használat/használat előtt:** Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a magasságállító gombok megfelelően vannak-e rögzítve, a zuhanyszék biztonságos és sértetlen. A számolyt csak vízszintes és csúszásmentes felületre szabad helyezni. Ha a zuhanyszék inog, változtassa meg a helyzetét úgy, hogy biztonságosan illeszkedjen a földhöz. A le- és felkelés szükség esetén gondozó segítségével történjen. Mindig üljön egyenesen középen a zuhanyszéken, ellenkező esetben fennáll a felborulás és elcsúszás veszélye. A puha ülés lehetővé teszi kényelmes ülést, és szükség esetén négy lépésben balra vagy jobbra mozgatható 360 fokkal elforgatni. A reteszelő funkció elforgatható, és ezt kell használni, ha kívánt helyzetben akarjuk rögzíteni.

#### Műszaki adatok:

<b>Anyaga</b>	Alumínium	<b>Szín</b>	kék és fehér
<b>Ülés átmérője</b>	Kb. 35 cm	<b>Súly</b>	3 kg
<b>Magassága</b>	7 fokozatban állítható 42-58 cm	<b>Max terhelhetősége</b>	150 kg

#### Összeszerelési útmutató (nincs szükség szerszámra):

- ▶ Először csatlakoztassa mind a 4 felső csövet (2 jelölés) a biztosított tartókban. A sárgaréz színű gombbal ehhez meg kell nyomni a gombot. A bekapcsoláshoz engedje el a nyomógombot.
- ▶ Ezután a 4 teleszkópos csőt (3 jelölés) dugja be a felső csövekbe. Azért is nyomja be a sárgaréz gombot és a kívánt magasságban, hogy a helyére pattanjon. Megint a gomb látható és érezhető. Fontos: A lábaknak azonos magasságúaknak kell lenniük, ekkor áll a szék stabilan mind a 4 támaszponton.
- ▶ Végül behelyezhető a tálcabetét (5 jelölés) . (Csak könnyű eszközök tárolására alkalmas!) Az eszköz használatra kész.
- ▶ Az üléslap (1 jelölés) az ülésfogantyú (6 jelölés) elfordításához kissé meg kell emelni, csak akkor az egyik forgatás lehetséges.

1. forgó üléslemez
2. felső alumínium cső
3. alumínium teleszkópos cső
4. csúszásmentes védősapka
5. tároló betét
6. ülésfogantyú





**Magasságállítás:** Nyomja meg az ezüst pattintó gombot be és húzza/tolja azt lábát a megfelelő magasságba. Utána hagyja benne a nyomógombot kívánt furatot. Győződjön meg arról, hogy a gomb tapintható és hallhatóan kijön a lyukból. Tegye ugyanezt a másik három lábával. Figyelem, mind a négy lábnak azonos magasságba kell állítani ellenkező esetben fennáll a leesés veszélye!

**Tisztítás / fertőtlenítés:** A tisztításhoz ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyat vagy tisztítószert. Csak enyhe, kereskedelemben kapható háztartási tisztítószereket és puha törülközőket, ill szivacsokat használjon. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a csövekbe. Ha szükséges, kezelje a kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszerrel. Figyelem, kérjük, vegye figyelembe a gyártó használati utasítását!

#### **Biztonsági utasítások:**

- ▶ A felhasználó testtömege nem haladhatja meg a 150 kg-ot!
- ▶ A zuhanyzékot csak olyan személyek használhatják, akiknek van egyensúlyérzékük.
- ▶ Minden használat előtt ellenőrizni kell a zsámoly biztonságos helyzetét!
- ▶ Mind a 4 lábat azonos magasságra kell állítani.
- ▶ A magasság beállításakor ügyelni kell arra, hogy a sárgaréz gombok megmozduljanak láthatóan előbújni a lyukból!
- ▶ Ne használjon olajos vagy zsíros tusfürdőt/tisztítószert, csúszásveszély!
- ▶ A zuhanyzék nem alkalmas hosszan tartó ülésre!
- ▶ Ne álljon a termékre!
- ▶ Ne használja a zuhanyzékot a szaunában!
- ▶ Rendszeresen ellenőrizze a zuhanyzékot, a beállító gombokat és a gumilábakat kár. Hiba esetén a termék a továbbiakban nem használható, a kopott gumilábakat haladéktalanul ki kell cserélni a szakkereskedővel!

**Garancia:** A törvényes garanciális igényeknek megfelelően.

Kizárva a garanciából nem rendeltetészerű használat, normál kopás és fogyasztás által okozott károk valamint a termék értékét vagy használhatóságát csak elhanyagolható mértékben befolyásoló hibákat befolyás. Technikai változtatások, átalakítások és kiegészítések, valamint nem megfelelő karbantartási munkák érvénytelenítik a garanciát és a termékszavatosságot. Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokra.