

Összeszerelési és használati útmutató

WC-szék, fix, állítható magasságú

SD 14 200/14 201

Használat célja:

A WC-szék orvosi eszköz. Megkönnyíti a WC-be járást, ha nehéz vagy lehetetlen a WC elérése/használata.

Javallat: Különböző klinikai képek (általános gyengeség, súlyosan korlátozó járási nehézségek, késztetéses vagy stressz-inkontinencia, széklet inkontinencia, krónikus hasmenés stb.) miatti nehézségek a WC időben történő elérésében/használatában, amelyek a WC-létesítmény közvetlen közelségét igénylik.

Ellenjavallat: Erős szédülés, tájékozódási zavar, ülés közbeni egyensúlyszabályozás hiánya stb. gondozó abszolút jelenlétét és segítségét igényli.

Elem Leírás:

A wc-szék egyrészt a hagyományos célokra használható WC-csereként, de napközben is elhelyezhető a WC fölé, például támasztó/ülést segítőként, vagy ülőhelyként is használható. bútor. A lábak magasságának állíthatósága lehetővé teszi a különböző testméretekhez és körülményekhez való alkalmazkodást.

A kiválasztást és a használati utasítást csak felhatalmazott, képzett szakember végezheti. A modell háztartási használatra készült, csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet, és nem használható betegeken. Bármilyen más felhasználás vagy felhasználás, amely meghaladja a fentieket, nem rendeltetészerű. A Sundo GmbH nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.

Lehetséges verziók:

Különböző modellek/méretek léteznek, a megfelelő kiválasztás a szakszemélyzet feladata.

Első használat/karbantartás előtt:

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a termék élettartamának végéig. A termék első használata előtt és minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy teljes és sértetlen-e. A WC-széket előre összeszerelve szállítjuk, keretből, ülésből, takarólemezből és fedeles WC-vödörből áll. A mozgó alkatrészeket is ellenőrizzük a könnyű működéskor érdekében. Ha sérülés vagy elhasználódás jeleit észleli, a WC-szék már nem használható. Kérjük, forduljon szakterjesztőjéhez. Nincs szükség további karbantartásra.

Magasságállítás:

A komód szék magassága a lábakon állítható. Először a rögzítőkapcsot kell kihúzni. most a teleszkópos csövet kihúzzuk a kívánt hosszra. Ezután a rögzítőkapocs ismét teljesen bepattan. (s. döntetlen)

A lábhossz beállítása:

Húzza ki a rögzítőkapcsot

Húzza ki a teleszkópos csövet a kívánt magasságig.

Hagyja, hogy a rögzítőkapocs visszapattanjon a helyére.

A rögzítőkapocsnak teljes mértékben érintkeznie kell a székcsővel, és a csapoknak láthatóan és észrevehetően ki kell állniuk a lyukból.

Alkalmazás:

A levehető, párnázott takarólemez az üléskeretre helyezhető, ha a széket ülészelékként használják. A WC használatához távolítsa el a takarólemezt, hajtsa fel az ülést, és akassza be a WC-vödört felülről vagy oldalról. Távolítsa el a fedelet, és hajtsa le ismét az ülést. A szék készen áll a WC-re.

Megjegyzés: a vödör peremén van egy horony ("vízperem"), amely tiszta vízzel feltölthető, és segít elkerülni a szagokat a fedél felhelyezése után. A WC használata után fordított sorrendben járjon el, és dobja ki a WC-ben lévő vödör tartalma. Használatra kész. Használja a magasságállítást, hogy a WC-széket támasztékként állítsa be úgy, hogy a meglévő WC-re tolható legyen. Majd csúsztassa a vécére (vödör nélkül) úgy, hogy a poharak kivágása a WC fölé kerüljön.

Műszaki adatok:

SD 14 200 / Komfortos szék, fix, állítható magasságú, fekete			
SD 14 201 / Komfortos szék, fix, állítható magasságú, kék			
Anyaga:	acélcső, porszórt ülésváz / takarólemez: hab / PVC	Keret szélessége:	felül: kb.46 cm alul: kb.50 cm
Ülőfelület:	kb. 43 x 42 cm, kb. 46 cm a karfák között	Súly:	7,95 kg
Ülésmagasság:	9 irányban állítható kb.41-61 cm között	Élettartam:	10 év
Teljes magasság:	kb 79-99 cm	maximális teherbírás:	120 kg

Tisztítás/fertőtlenítés:

A tisztításhoz ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyat vagy tisztítószeret. Csak enyhe, kereskedelemben kapható háztartási tisztítószereket és klórmentes fertőtlenítőszerekkel kezelt puha kendőket használjon.

Fontos: vegye figyelembe a gyártó használati utasítását.

A WC-vödröket és az ülészuzatokat a kereskedelemben kapható, klórmentes eszközfertőtlenítővel kell kezelni törülközős fertőtlenítő módszerrel minden WC látogatás után.

Az alapos tisztítás/fertőtlenítés érdekében az ülés a két rögzítőkapocs óvatos meglazításával eltávolítható. Az újra összeszereléshez akassza fel az ülés háttámláját a hátsó csőre lévő kapcsokkal.

Biztonsági utasítások:

- ▶ A beteg testtömege nem haladhatja meg a 120 kg-ot!
- ▶ A WC-széket csak vízszintes és csúszásmentes felületen szabad használni!
- ▶ Mindig üljön teljesen hátra a WC-székre, és ne dőljön messzire, különben felborulhat!

- ▶ Ne állj a wc-székre!
- ▶ Ne használja szaunában vagy zuhanyzóban!
- ▶ a wc szék nem játék! Vigyázz a gyerekeidre!
- ▶ A WC-széket csak olyan személy használhatja, aki ülve is tudja egyensúlyozni, ellenkező esetben asszisztens szükséges.
- ▶ Ha a wc-szék egyes részei meggörbültek vagy deformálódnak, akkor azt nem szabad tovább használni!
- ▶ A WC-széket csak sértetlen bőrfelülettel engedje érintkezni!
- ▶ A magasság beállításakor ügyeljen arra, hogy mind a 4 láb azonos magasságban legyen, és minden kapocs biztonságosan rögzítve legyen!
- ▶ A termékkel kapcsolatos súlyos események esetén értesítse a gyártót vagy a felelős hatóságot.

Garancia:

Javítást csak hivatalos szakkereskedő végezhet eredeti pótalkatrészek felhasználásával. A műszaki változtatások, kiegészítések és átalakítások, valamint a nem megfelelő karbantartási munkák a garanciát és a termékszavatosságot érvénytelenítik.

Rev. 06 / 18



Sundo Homecare GmbH | DE-30916 Isernhagen
www.sundo-homecare.de



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó köz 2. 26-309223