

sigvaris



DOFF N' DONNER harisnyafelhúzó szet 25080 használati utasítás



DOFF N' DONNER KÉSZLET, amely a következőkből áll: A: DND B: KÚP Rendeltetés: Megkönnyíti az orvosi felszerelés fel- és levételét kompressziós harisnya Ellenjavallatok: Nincs ismert ellenjavallat Alkalmas a következő modellekhez: A-D vádliharisnya, nyitott/zárt orr, puha felső vagy markolat felső A-G Combharisnya, nyitott / zárt orr, puha felső vagy markolat felső.

FIGYELMEZTETÉS: NE FELELJE VAGY KÖZVETLENÜL HELYEZZE EL NAPFÉNY VAGY FŰTŐ FELÜLETEKRE! Meleg lesz károsíthatja ezt a terméket. Használatakor legyen VIGYÁZAT hegyes vagy éles tárgyakat. A termék NEM mérgező és tele van szappannal és vízzel.

FIGYELMEZTETÉS: Ha hosszú ideig gyakran használják idővel a DND törékennyé válhat és elkophat kivételes esetekben. Ezért javasoljuk tárolja a DND-t biztonságos helyen. Mi tehát javasoljuk, hogy a DND-t védve tárolják fény és hő. Helyes használat és tárolás esetén mi 6 hónapig garantáljuk a tökéletes működést a vásárlás napjától.

A DND-t és a CONE-t csak együtt tesztelték SIGVARIS GROUP harisnyamodellekkel. SIGVARIS A GROUP a megengedett mértékig kizár minden felelősséget törvény szerint. A SIGVARIS GROUP különösen a sz felelősség a DND és a CONE nem rendeltetésszerű használatáért, a felhasználói hibákért vagy az általa elszenvedett egyéb károkért vevő/beteg a használat eredményeként, különösen a nem általa gyártott termékekkel együtt SIGVARIS CSOPORT.

Használat után javasoljuk a DND tisztítását és/vagy fertőtlenítést. Magáncélú használatra javasolt, hogy a DND legyen kereskedelemben kapható szappannal töltött műanyag zacskóban kell tisztítani víz. Intézményi használatra (pl. kórházak, orvosi rendelők, egészségügyi szállítók stb.), a DND-t fertőtleníteni vagy sterilizálni kell.

A DOFF N' DONNER TISZTÍTÁSA

- Helyezze a SIGVARIS GROUP sterilizáló tasakot a kúpra.



- Húzza a DND-t a kúp fölé, és görgessen lefelé



- Fogja meg a sterilizáló zacskó alsó végeit, és tekerje fel ezeket a DND-n keresztül.



- Töltse fel a sterilizáló tasakot fertőtlenítőszerrel (a DND-nek enyhén kell lennie folyadékba áztatva).
- Mozgassa a sterilizáló tasakot fel és le úgy, hogy a fertőtlenítőszer a helyére kerüljön jól és egyenletesen oszlik el a DND-n keresztül.



- Tekerje le a sterilizáló tasakot a DND-vel.
- Ürítse ki a folyadékot.
- Vegye ki a DND-t a sterilizáló zacskóból, és hagyja megszáradni alaposan.
- Dobja ki a sterilizáló tasakot (csak egyszeri használatra).

A termék használata során előforduló összes súlyos eseménynek meg kell történnie jelenteni kell a gyártónak és az illetékes felügyeletnek hatóság.

Összetétel: DND: Hőre lágyuló elasztomer Összetétel: 99,8 % szappanos víz, 0,02 % poliakrilamid / KÚSZ: polietilén

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Switzerland
Phone +41 71 272 40 00, EN ISO 13485

SIGVARIS GmbH, Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35, 87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 8331 757 0

SIGVARIS medizinische Kompressionsstrümpfe m.b.H., Hietzinger Hauptstrasse 22/A/2/5, 1130 Wien, Austria
Tel. +43 1 877 69 12

SIGVARIS S.r.l., Via Galileo Galilei 2/2, 31057 Silea (TV), Italy
Tel. +39 800 778485

SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd., 207 Victoria Street, West Melbourne VIC 3003, Australia
Phone 1300 SIGVARIS (1300 744 827)

If you look for further distributors please consult: www.sigvaris.com



SIGVARIS and SIGVARIS GROUP are a registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2020 Copyright by SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland

