



ERA kartámaszos rollátor

RP691

ROLLÁTOROK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



CE I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete alapján (2017 április 5)

1. Kódok

RP520 4 kerekű alumínium rollátor ATLANTE üléssel
RP685B 3 kerekű acélhenger CRYO
RP690B 4 kerekű acélhenger – kék színű DYONE
RP691 4 kerekű acél görgő ERA antibrachium támasztékkal

2. Bevezetés

Köszönjük, hogy a MOPEDIA by MORETTI S.p.A. rollátort választotta. Úgy tervezték, hogy támogassa a mozgási nehézségekkel küzdő embereket otthonon belül és kívül egyaránt, utazás vagy egyszerű napi tevékenységek során. A gyártás megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jelenlegi európai rendelkezések (2017/745) követelményeinek.

Ez a használati útmutató néhány apró tippet tartalmaz az Ön által választott segédeszköz helyes használatához, valamint értékes tanácsokat az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy a rollátor használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a teljes kézikönyvet. Ha kétségei vannak, forduljon a kereskedőhöz, aki tud segíteni és helyesen tanácsot adni.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a rollátor minden része nem sérült-e meg a szállítás során. Ha bármilyen sérülést észlel, ne használja a terméket, és további utasításokért forduljon a forgalmazóhoz.

3. Rendeltetészerű használat

Ez a rollátor mozgási nehézségekkel küzdő emberek számára készült, és a járás megkönnyítésére használható. A rollátor nagyobb stabilitást, támogatást és biztonságot nyújt vezetés közben. Láthatóan gyenge kéz- és/vagy karfunkciójú, valamint egyensúlyproblémákkal küzdők azonban nem használhatják.

A rollátor beltéren és kültéren is használható. Csak olyan felületeken javasolt használni, ahol minden kerék érinti a talajt. Ne használja sziklás talajon vagy ferde felületeken, mert a rollátor instabil lehet. A készüléket nem emberek vagy egyéb anyagok szállítására tervezték.

**FIGYELEM!**

Tilos a következő terméket a következő kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célokra használni. MORETTI S.p.A. elhárít minden felelősséget a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben jelzettől eltérő használatból eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a készüléken és a jelen kézikönyvben előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre a jellemzőinek javítása érdekében.

4. EK-megfelelőségi nyilatkozat

MORETTI S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a MORETTI S.p.A. által gyártott és forgalomba hozott termék. és a rollátorcsalád része, megfelel az orvostechikai eszközökről szóló 2017/745 irányelv vonatkozó rendelkezéseinek. Erre a célra a MORETTI S.p.A. garatálja és kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy:

1. A kérdéses eszközök megfelelnek a 2017/745 irányelv I. mellékletének alapvető követelményeinek, amint azt a fent említett irányelv VII. melléklete előírja.
2. A szóban forgó készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. A szóban forgó készülékeket NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATOKRA.
4. A szóban forgó eszközöket NEM STERIL csomagolásban értékesítjük.
5. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni.
6. TILOS a kérdéses eszközöket a MORETTI S.p.A. által biztosított rendeltetésszerű használaton kívül használni és/vagy telepíteni.
7. MORETTI S.p.A. karbantartja és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 irányelvnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt.

5. Figyelmeztetések

5.1 Általános figyelmeztetések

- NE telepítse vagy használja a terméket, mielőtt elolvasta és megértette ezt a használati útmutatót. Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és utasításokat, forduljon egészségügyi szakemberhez, kereskedőhöz vagy műszaki személyzethez, mielőtt a termék beszerelésének kísérlete, elkerülve a sérülést vagy a személyi sérülést;
- A rollátort csak megfelelő motoros képességekkel rendelkező betegek használhatják, amelyek garantálják a kockázatmentes használatát;
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutájával a termék alkalmasságának, a megfelelő beállításnak és a rollátor helyes használatának megállapítása érdekében;
- Orvosának vagy terapeutájának segítenie kell a rollátor magasságának beállításában a maximális alátámasztás, a megfelelő fékaktiválás és általában a helyes összeszerelés érdekében;
- A görgőket nem önhajtásra tervezték.

5.2 Használati figyelmeztetések

1. Mindig győződjön meg arról, hogy a fékkábel megfelelően rögzítve van.
2. Mindig ellenőrizze a fék megfelelő működését minden magasságállítás után, hogy elkerülje a kábel szabad és túlzott meghajlását.
3. Ezen egyszerű figyelmeztetések be nem tartása személyi sérülést okozhat.
4. A rollátor csak szilárd és sík felületen használható. Ne használja a rollátort lépcsőn mászni!
5. Az egyensúly megőrzése érdekében mindig dőljön mindkét kormányra.
6. Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas felületekre.
7. Ne terhelje túl a rollátort.
8. Ne használja a görgős ülést (ha van) tárgyak vagy emberek szállítására; az ülést behúzott rögzítőfékkel rendelkező felhasználói üléshez tervezték;
9. Használat közben minden keréknek érintkeznie kell a padlóval, hogy biztosítsa a görgő helyes egyensúlyát és a maximális biztonságot.
10. Az ülés használata előtt be kell húzni a rögzítőféket.

Megjegyzés: Ha a rollátort álló helyzetben használja, a rögzítőféket be kell reteszelni

5.3 Stabilitási figyelmeztetések

- A rollátor segítséget nyújt egy legfeljebb 136 kg-os személynek, beleértve a táská betöltését;

- A táska/kosár súlyhatára 5 kg. Ne terhelje túl, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás kockázatát.

5.4 Összeszerelési figyelmeztetések

- A rollátor felszerelése vagy kinyitása után győződjön meg arról, hogy az üléstámasz mindkét oldalon reteszelve van, és ellenőrizze, hogy a biztonsági berendezés a megfelelő helyzetben van-e rögzítve;
- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően van-e behelyezve a szerkezetbe, és rögzítve van-e a reteszelőgombokkal;
- Ne akasszon semmit a görgőkeretre, hogy elkerülje a csövek eltorzulását és a stabilitásuk veszélyeztetését;
- Ügyeljen arra, hogy az ujjak és/vagy a ruházat beszoruljon a nyitási és zárási fázisban.

6. Minden használat előtt

A készülék használata előtt mindig ellenőrizze:

- A rollátor minden része biztonságosan reteszelve van;
- Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva;
- Győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően reteszelve van (ha nem, nyomja le az ülést határozottan a keret felé);
- Ellenőrizze, hogy az ülésrögzítő megfelelően van-e behelyezve;
- Ellenőrizze a normál fék és a rögzítőfék megfelelő működését.

7. Összeszerelési útmutató

7.1 Összeszerelés előtt

Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Ha a rollátor megsérül, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.

8. Összeszerelés

8.1 A rollátor kinyitása

RP520 - RP690B - RP691 modellek

Nyissa ki a rollátort az elülső rész meghúzásával, miközben a hátsó lábakat emeli felfelé.

RP685B modell

Nyissa ki a görgőkeretet, és nyomja lefelé az elülső merevítőrudat.

8.2 Nyomófogantyú-szerelvény

Helyezze be a fogantyúcsöveket a szerkezetbe.

Forgassa el a reteszelő gombokat, amíg be nem záródnak.

8.3 A fogantyúk magasságának beállítása

Állítsa be a fogantyúk magasságát az oldalsó gombok segítségével.

Csavarja ki a gombot, helyezze a fogantyúkat a kívánt magasságba, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy ismét rögzítse, és jól húzza meg. Ismétlje meg a műveletet a másik fogantyúval, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú azonos magasságban van.



FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a kormány egy vonalban legyen a görgő mozgási irányával. Ha a kormány nem marad egyenesen, fennáll annak a veszélye, hogy a rollátor felborul vagy elveszti stabilitását, különösen, ha erősebben nyomják.

8.4 A rollátor bezárása

RP520 - RP690B - RP691 modellek

Hajtsa fel az oldalsó rudakat, és húzza vissza a rollátor elejét.

RP685B modell

Vegye ki a tálcát, a kosarat, a zacskót és húzza befelé a megerősítő kart, végül hajtsa be a rollátort.

8,5 tálca (csak RP685B és RP690B esetén)

A tálca csak kisebb tárgyak tárolására szolgál.

**FIGYELEM!**

Ne helyezzen forró, nehéz vagy éles tárgyakat a tálcára. A tálca szerkezetéhez való rögzítéséhez helyezze be a tálca hátulján található támasztékokat az ülésen lévő lyukakba. (RP690B modellhez)

8.6 Tárolókosár

A tárolókosár a rollátor keretén lóg.

**FIGYELEM!**

A kosarat csak apró tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a kosarat, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás kockázatát.

8,7 táska (csak RP685B esetén)



FIGYELEM! A zsák maximális kapacitása 5 kg. A táskát csak kis tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a táskát, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás veszélyét.

8,8 ülés (csak RP520 - RP690B - RP691 esetén)

Ülés előtt helyezze a rollátort sima és szilárd felületre, majd zárja le a féket. Győződjön meg arról, hogy a fékek biztonságosan reteszelve vannak, és hogy a rollátor stabil helyzetben van.



FIGYELEM! Üljen le és oszd el a súlyodat az ülésen. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát

9. Hogyan kell használni

- Kezdje el tolni, amikor függőleges helyzetben van, mindkét kezével a fogantyún;
- Győződjön meg róla, hogy a keze száraz a rollátor használata előtt, hogy elkerülje a csúszás veszélyét;
- Séta függőleges helyzetben, szeme előre néz, nem lefelé;
- Ne nyomja túl messzire a rollátort a testétől, mert ez leesést és nem megfelelő terhelést okozhat;
- Ne használja a görgőt 20 mm-nél magasabb lépcsők leküzdésére;
- Kültéri használat esetén előnyben részesítse az építészeti akadályok eltávolítására vonatkozó előírásoknak megfelelően megfelelően előkészített járdákat;

10. Fékek

10.1 Fékezni

A rollátor fékezéséhez húzza felfelé a fékkart az ujjával, amíg a rollátor lelassul vagy meg nem áll. A rollátor mozgatásának folytatásához engedje el a fékkarokat.

10.2 A kerekek reteszelése

Nyomja le a fékkart a tenyerével, amikor kattantást hall, a kerekek blokkoltak.



FIGYELEM! Amikor a felhasználó áll, a fékeket reteszelni kell

10.3 A kerekek feloldásához

Húzza meg mindkét fékkart, amíg ki nem oldódik

11. Gondozás és karbantartás

A piacon lévő MOPEDIA by Moretti SpA készülékeket gondosan ellenőrizték, és CE-jelöléssel rendelkeznek. A páciens és az orvos biztonsága érdekében javasolt, hogy a gyártóval vagy egy erre feljogosított laboratóriummal legalább 2 évente ellenőriztesse rollátora használatra való alkalmasságát. Ha a javítást csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat kell használni. A termék hasznos élettartama a használattól, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ.











12. Tisztítás

Az alkatrészek tisztításához csak nedves, semleges tisztítószeres rongyot használjon, ne használjon oldószert és fémkefét vagy súroló hatású vagy éles tárgyakat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatja a terméket.

13. Kerékápolás

1. Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával.
2. Időnként kenje meg a kerekeket.

14. Műszaki jellemzők

Termék kód:	RP691									
Ülés:	38x16 cm									
Keret:	Steel									
Mérés cm-ben										
RP691	64	100 122	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

15. Pótalkatrészek / tartozékok

Pótalkatrészekért és tartozékokért tekintse meg a Moretti S.p.A. mesterkatalógust

16. Garancia

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő károk esetén, valamint a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes.

A rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza.

A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, személyi sérülésekért vagy bármiért, amelyet a hibás beszerelés vagy a készülék helytelen használata okoz.

A Moretti nem vállal garanciát a következő körülmények által okozott károkért: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő hibák (ha szükséges), a Moretti által nem fedezett alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítás sérülések (az eredeti Moretti-szállítmánytól eltérő), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén.

A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

16.1 Javítás

Garanciális javítás: Ha egy Moretti-termék a garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibákat mutat, a Moretti az ügyféllel egyeztetni, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból.

A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti az elemet, Moretti márkakereskedővel vagy saját alappal. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javítás a garancia hatálya alá tartozik. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a garanciát.

Javításra nem terjed ki a garancia: A garancia nélküli terméket Moretti engedélyezése után lehet visszaadni. A garancián kívüli fürdőlift munka- és szállítási költsége a vásárlót vagy a kereskedőt terheli. A javításra az átvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk kapott.

Nem hibás készülék: A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vevő fizeti.

16.2 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

16.3 Mentességi záradékok

A Moretti nem kínál semmilyen más kifejezett vagy hallgatóságos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, beleértve a lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételt az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és a beavatkozás mentességére vonatkozóan, kivéve a jelen jótállásban kifejezetten meghatározottakat. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan használatot. A törvény szerint rögzíthető esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő a törvényi keretek között korlátozza. Egyes államok vagy országok nem teszik lehetővé a hallgatóságos jótállás, illetve a véletlen károk kizárásának vagy korlátozásának korlátozását. Az ilyen országokban előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra. A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.

MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

 **MORETTI S.p.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.