



**IT** Alumínium járókeret  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**EN** Alumínium  
járókeretek  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**ES** Alumínium járókeret  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÖBB NYELVÉRT  
OLVASSA BE A QR-  
KÓDOT





**MOPEDIA®**

EN

---

## **Alumínium rollátorok HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## TARTALOMJEGYZÉK

EN

1. KÓDOK.....	3. OLDAL
2. BEVEZETÉS .....	3. OLDAL
3. RENDELTETÉS .....	3. OLDAL
4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT .....	3. OLDAL
5. FIGYELMEZTETÉSEK .....	4. OLDAL
5.1 Általános figyelmeztetések .....	4. oldal
5.2 Használati figyelmeztetések .....	4. oldal
5.3 Stabilitási figyelmeztetések .....	4. oldal
5.4 Összeszereléssel és összecukással kapcsolatos figyelmeztetések .....	4. oldal
6. SZIMBÓLUMOK .....	5. oldal
7. HASZNÁLAT ELŐTT .....	5. oldal
8. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ .....	5. OLDAL
8.1 A termék összeszerelése előtt .....	5. oldal
8.2 Az RP540 modell összeszerelése .....	5. oldal
8.2.1 A járókeret összecukása .....	6. oldal
8.2.2 A fogantyúk és az állítható fogantyúk felszerelése .....	6. oldal
8.2.3 Táska felszerelése .....	6. oldal
8.2.4 Ülés .....	6. oldal
8.2.5 Lábfelfogató .....	6. oldal
8.3 Az RP545 modell összeszerelése .....	6. oldal
8.3.1 A járókeret összecukása .....	7. oldal
8.3.2 A fogantyúk és az állítható fogantyúk felszerelése .....	7. oldal
8.3.3 A táskák felszerelése .....	7. oldal
8.3.4 Ülés .....	7. oldal
8.4 Az RP551 modell összeszerelése .....	7. oldal
8.4.1 A rollátor összecukása .....	8. oldal
8.4.2 A fogantyúk és az állítható fogantyúk felszerelése .....	8. oldal
8.4.3 A háttámla felszerelése .....	8. oldal
8.4.4 Táska felszerelése.....	8. oldal
8.4.5 Ülés .....	8. oldal
9. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ .....	9. oldal
10. FÉKEK .....	9. oldal
10.1 Fékek .....	9. oldal
10.2 A fék (kézfék) rögzítése .....	9. oldal
11. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	9. OLDAL
12. TISZTÍTÁS .....	9. OLDAL
13. KERÉKÁPOLÁS .....	9. OLDAL
14. MŰSZAKI JELLEMZŐK .....	10. OLDAL
15. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK .....	10. OLDAL
16. PÓTLÁLÓ ALKATRÉSZEK / KISEGÍTŐ ESZKÖZÖK .....	10. OLDAL
17. Garancia .....	10. OLDAL
17.1 Javítás.....	11. oldal
17.2 Pótalkatrészek .....	11. oldal
17.3 Kivételes rendelkezések .....	11. oldal

# CE I. osztályú orvostechnikai eszközök

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745. RENDELETE

2017. április 5-i, az orvostechnikai eszközökről szóló

## 1. KÓDOK

<b>RP540</b>	4 kerekes alumínium járókeret ülésel és lábtartóval GAYA 2.0
<b>RP545G</b>	4 kerekes, széttávolítható alumínium rollátor ülésel OCEANO 2.0 Szürke
<b>RP545A</b>	4 kerekes, széttávolítható alumínium járókeret ülésel OCEANO 2.0 Narancs
<b>RP545L</b>	4 kerekes, széttávolítható alumínium járókeret ülésel OCEANO 2.0 Lime
<b>RP545R</b>	4 kerekes, széttávolítható alumínium járókeret ülésel OCEANO 2.0 Rózsaszín
<b>RP545B</b>	4 kerekes, széttávolítható alumínium járókeret ülésel OCEANO 2.0 Kék
<b>RP545V</b>	4 kerekes, széttávolítható alumínium járókeret ülésel OCEANO 2.0 Zöld
<b>RP551</b>	4 kerekes alumínium rollátor ülésel és karfával SATURNO

## 2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti S.p.A. MOPEDIA sorozatú járókeretét választotta. A Moretti S.p.A. által gyártott MOPEDIA sorozatú járókeretek úgy lettek kialakítva, hogy minden igényét kielégítsék a praktikus, helyes és biztonságos használat tekintetében. Ez a kézikönyv hasznos tippeket tartalmaz a választott eszköz helyes használatához, valamint értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy a megvásárolt járógép használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon kereskedőjéhez megfelelő tanácsért vagy segítségért.

## 3. RENDELTETÉS

Ez a járókeret mozgáskorlátozott személyek számára készült. Használható a járás megkönnyítésére, vagy akár motoros segédeszközként is. Ugyanakkor nem használható olyan személyek számára, akiknek kéz- vagy karfunkciója nyilvánvalóan korlátozott, illetve egyensúlyi problémákkal küzdők számára sem. A járókeret beltéren és kültéren egyaránt használható. Javasoljuk, hogy sík felületen használja, ahol a kerekek teljes mértékben a talajra érnek. Sziklás talajon vagy lejtős területen nem használható, mivel a rollátor instabillá válhat. A készülék nem alkalmas emberek vagy tárgyak szállítására.

### FIGYELEM!



- Ne használja a terméket a jelen kézikönyvben nem feltüntetett célra
- A Moretti S.p.A. nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából, valamint a termék vázának jogosulatlan módosításából eredő következményekért
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül módosítsa

## 4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. saját felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott, a ROLLATORS – MOPEDIA termékcsoporthoz tartozó termék megfelel a 2017. április 5-i 2017/745/EU rendeletnek az orvostechnikai eszközökről szóló rendelkezéseinek. Ebből a célból a Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére garancia és kijelenti a következőket:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745 rendelet I. mellékletében előírt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek NEM MÉRŐESZKÖZÖK.
3. A készülékek NEM KLINIKAI VIZSGÁLATOKRA KÉSZÜLTEK.
4. A készülékek NEM STERIL CSOMAGOLÁSBAN vannak.
5. A készülékek a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak.
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt, az utolsó gyártási tétel gyártásától számított legalább 10 évig.

**Megjegyzés:** A teljes termékkódok, a gyártói regisztrációs kód (SRN), az UDI-DI kód és a hivatkozott rendeletekre való hivatkozások szerepelnek az EU megfelelőségi nyilatkozatban, amelyet a Moretti S.p.A. bocsát ki és tesz közzé csatornáin keresztül.

## 5. FIGYELMEZTETÉSEK

### 5.1 Általános figyelmeztetések

- NE telepítse és NE használja a készüléket, mielőtt elolvasta és megértette volna ezt a kézikönyvet; Ha nem érti a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, a sérülések és károk elkerülése érdekében a készülék telepítése előtt forduljon egészségügyi szakemberhez, forgalmazóhoz vagy műszaki szakemberhez a sérülések és károsodások elkerülése érdekében;
- A járógépet csak olyan betegek használhatják, akik megfelelő motorikus képességekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a kockázatmentes használatot;
- Kérje ki orvosa vagy terapeutája tanácsát a megfelelő beállítás és használat meghatározásához;
- Az orvosnak vagy a terapeuta segítségével kell elvégezni a magasság beállítását a maximális támasz, a fékek megfelelő működése és az általános összeszerelés érdekében;
- A járókeretek nem önjáró eszközök.
- A felhasználónak és/vagy a betegnek be kell jelentenie a készülékkel kapcsolatos minden súlyos balesetet a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti állam illetékes hatóságának.

### 5.2 Használati figyelmeztetések

- Győződjön meg arról, hogy a fékkábel megfelelően van beállítva;
- Minden magasságállítás után ellenőrizze a fék megfelelő működését, hogy elkerülje a kábel szabad mozgását;
- Ezen egyszerű szabályok megszegése személyi sérüléseket okozhat;
- A járókeretet kizárólag kemény, sík felületen szabad használni. Ne használja a járókeretet lépcsőzéshez
- Az egyensúly megtartása érdekében mindig támaszkodjon mindkét karra;
- Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas felületekre;
- Ne terhelje túl a járógépet;
- Ne használja a rollátor ülését (ha van ilyen) személyek vagy tárgyak szállítására, az ülés a felhasználó számára szolgál, a rögzítőfék bekapcsolt állapotában;
- A járókeret megfelelő egyensúlyának és a maximális biztonságának a biztosítása érdekében a használat során a kerekeknek mindenkor érintkezniük kell a padlóval;
- Az ülés használata előtt be kell kapcsolni a féket.

**Megjegyzés:** Ha a járógépet álló helyzetben használja, a kézféket be kell reteszelni

### 5.3 Stabilitási figyelmeztetések

- A járókeret legfeljebb 136 kg súlyú személynek nyújthat járási segítséget, a tehertartó táskát is beleértve;
- A rollátor táskájának súlykorlátozása 5 kg.

### 5.4 Összeszerelés és összecukás figyelmeztetések

- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően van-e behelyezve a vázba, és rögzítve van-e a rögzítógombokkal, amelyek a fő rögzítőanyákkal és gombokkal a tartóba vannak rögzítve, mozgás nélkül;
- Mindkét fogantyúcső szilárdan rögzítve van a fő tartóelemhez a szárnyanyákkal és a rögzítógombokkal, mozgás nélkül;
- Ne akasszon semmit a járókeret vázára, hogy elkerülje a csövek eltorzulását, amikor a járókeret nyitva van, és ezáltal ne rontsa a stabilitást. A torzulások sérüléseket is okozhatnak;
- A nyitás és zárás során ügyeljen arra, hogy az ujjai és/vagy ruházata ne szoruljon be.

## 6. SZIMBÓLUMOK



Termékkód



Egyedi eszközazonosító



CE-jelölés



Gyártó



Tétel



Olvassa el a használati utasítást



Orvosi eszköz



Ártalmatlanítási feltételek



Maximális terhelési súly

## 7. HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék használata előtt mindig ellenőrizze:

1. Hogy a járókeret minden alkatrésze biztonságosan rögzítve van-e.
2. Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.
3. Győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően reteszelve van (ha nem, ne nyomja tovább az elektromos ülés alsó vázát).
4. Ellenőrizze, hogy az ülés reteszelve megfelelően van-e behelyezve.
5. Ellenőrizze a fék és a normál fék megfelelő működését.

## 8. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

### 8.1 A termék összeszerelése előtt

Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Ha a járókeret megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi forgalmazóval.

### 8.2 Az RP540 modell összeszerelése

- A járókeretet a lábtartóval külön csomagolva szállítjuk.
- A rollátor első összeszerelésekor a fogantyúk és a gombok nincsenek rögzítve, ezért először helyezze be a két csövet a vázba.



- Nyomja fel a rollátor ülését, hogy a vázcsövek rögzüljenek a reteszelhelyzetben.
- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a rollátor nem hajlik össze kis oldalirányú erő hatására.
- Szerelje fel a lábtámaszt a rollátor vázára.



**FIGYELEM!** Győződjön meg arról, hogy a gombok a lyukakba vannak illesztve

### 8.21 A járókeret összecusukása

Emelje fel az ülést úgy, hogy erősen meghúzza az ülés közepén található pántokat.

### 8.22 A fogantyúk és az állítható fogantyúk felszerelése

Helyezze be a fogantyúkat a keretbe. Egyszerűen nyomja meg a rugós gombot, és állítsa be a kívánt magasságra. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is, és használat előtt győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú biztonságosan rögzítve van és azonos magasságra van beállítva. A járókeret csapok segítségével magasságállítható fogantyúkkal van felszerelve, hogy minden felhasználó igényét kielégítse.



#### **FIGYELEM!**

Állítsa be a járókeret magasságát úgy, hogy a karjait oldalra tartva álló felhasználó számára a fogantyúk a pulzusmagasságban legyenek. Ez biztosítja, hogy a karok körülbelül 20°–30°-os szögben legyenek behajlítva a járókeret használatára közben.

### 8.23 A táskás felszerelése

A táskás felszereléséhez akassza a táskás füleit az ülésre, majd rögzítse a tépőzárás szalaggal a vázhoz.



**FIGYELEM!** A kosarat kizárólag apró tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a táskát, hogy elkerülje az egyensúlyvesztést és a felborulás veszélyét

### 8.24 Ülés


Mielőtt leülne, állítsa a járógépet sík és szilárd felületre, majd rögzítse a fékeket.

Győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően van rögzítve, és hogy a járókeret stabil helyzetben van.



**FIGYELEM!** Üljön le úgy, hogy testsúlya egyenletesen oszlik el az ülésen. Ne üljön le úgy, hogy csak az egyik oldalra nehezedik.

### 8.25 Lábtartó



Helyezze be a lábtartót a keretbe. Ha nincs rá szüksége, rögzítse a kerethez a kapcs segítségével, a képen látható módon.

### 8.3 Az RP545 modell összeszerelése

- Forgassa el a kereket a megfelelő irányba, oldja ki a hátsó kerekeket rögzítő övet, majd rögzítse a hátsó és az első kerekeket a mellékelt rögzítógombokkal.
- A rollátor első összeszerelésekor a fogantyúk és a rögzítógombok még nincsenek összekapcsolva, ezért először helyezze be a két csövet a vázba.



- Nyomja fel a rollátor ülését, hogy a vázcsövek rögzüljenek a helyükön.



**FIGYELEM!** Győződjön meg arról, hogy a gombok a lyukakba vannak illesztve. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a járókeret nem hajlik össze kis oldalirányú erő hatására. Ügyeljen arra, hogy a kormány és a kerekek összekapcsolásakor ne csavarja meg a fékkábeleket.

### 8.3.1 A rollátor összecukása

Helyezze fel az ülést, miközben erősen meghúzza az ülés közepén található pántokat

### 8.3.2 A fogantyúk és az állítható fogantyúk felszerelése

Helyezze be a fogantyúkat a vázba. Egyszerűen nyomja meg a rugós gombot, és állítsa be a kívánt magasságra. Ismétlje meg a műveletet a másik oldalon is, és használat előtt győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú biztonságosan rögzítve van és azonos magasságra van beállítva. A járókeret csapok segítségével magasságállítható fogantyúkkal van felszerelve, hogy minden felhasználó igényét kielégítse.



**FIGYELEM!**

Állítsa be a járókeret magasságát úgy, hogy a karjait oldalra tartva álló felhasználó a markolatokat a csukló magasságában érje el. Ez biztosítja, hogy a járókeret használata közben a karok körülbelül 20–30°-os szögben legyenek behajlítva.

### 8.3.3 A táská felszerelése

A táská felszereléséhez akassza a táská füleit az ülésre, majd rögzítse a tépőzárás szalagot a szerkezethez.



**FIGYELEM!** A táská maximális terhelhetősége 5 kg. A táskát kizárólag apró tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a táskát, hogy elkerülje az egyensúlyvesztést és a felborulás veszélyét

### 8.3.4 Ülés


Mielőtt leülne, helyezze a járógépet sík és szilárd felületre, majd rögzítse a fékeket. Győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően van-e rögzítve, és hogy a járókeret stabil helyzetben van-e.




**FIGYELEM!** Üljön le úgy, hogy testsúlya egyenletesen oszlik el az ülésen. Ne üljön le úgy, hogy csak az egyik oldalra nehezedik.

### 8.4 Az RP551 modell összeszerelése

- Engedje ki a biztonsági reteszt, ha be van kapcsolva.
- A rollátor első összeszerelésekor a fogantyúk nem lesznek csatlakoztatva, ezért a rollátor kinyitásához helyezze be a két csövet a vázba.



- Nyomja fel a járókeret ülését, hogy a vázcsövek rögzüljenek a reteszelhelyzetben, majd rögzítse a biztonsági kapcsolót.



- Forgassa el a kerékvázat, és rögzítse a csapokkal a képen látható módon.



**FIGYELEM!** Győződjön meg arról, hogy a gombok a lyukakba illeszkednek. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a rollátor nem hajlik össze kis oldalirányú erő hatására. Ügyeljen arra, hogy a kormány és a kerekek összekapcsolásakor ne csavarja meg a fékkábeleket.

#### 8.41 A járókeret összecsuksása

- Emelje fel erősen az ülést a rollátor bezárásához

#### 8.42 A fogantyúk és az állítható fogantyúk felszerelése

Helyezze be a fogantyúkat a vázba, és rögzítse őket megfelelő módon. A járókeret a felhasználók minden igényt kielégítő, a gombokkal magasságban állítható fogantyúkkal van felszerelve.



#### **FIGYELEM!**

Állítsa be a járókeret magasságát úgy, hogy a felhasználó, amikor karjait a test mellett tartja, a markolatok magasságában álljon. Ez biztosítja, hogy a karok körülbelül 20°–30°-os szögben legyenek behajlítva a járókeret használata közben.

#### 8.43 A háttámla felszerelése

Helyezze be a háttámlát a rollátor műanyag vázában található vezetőbe

#### 8.44 A táská felszerelése

A táská felszereléséhez akassza a táská füleit az ülésre, majd rögzítse a tépőzárás szalagot a vázhoz



**FIGYELEM!** A táská maximális teherbírása 5 kg. A táskát kizárólag apró tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a táskát, hogy elkerülje az egyensúlyvesztést és a felborulás veszélyét

#### 8.45 Ülés

Leülés előtt helyezze a járókeretet sík és szilárd felületre, majd rögzítse a fékeket.

Győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően van rögzítve, és hogy a járókeret stabil helyzetben van.



**FIGYELEM!** Csak úgy üljön le, hogy testsúlyát egyenletesen osztja el az ülésen. Ne üljön le úgy, hogy csak az egyik oldalra nehezedik.

EN

## 9. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Kezdje el tolni, amikor egyenes testhelyzetben van, és mindkét keze a fogantyún van;
- A csúszásveszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy kezei szárazak, mielőtt használná a járógépet;
- Séta közben tartsa egyenes testtartását, és nézzen előre, ne lefelé;
- Ne tolja a rollátort túl messzire a testétől, mert ez esést és nem megfelelő terhelést okozhat;
- Ne használja a járókeretet 20 mm-nél magasabb lépcsők leküzdésére;
- Kültéri használat esetén előnyben részesítse az építészeti akadályok eltávolítására vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakított járdákat;
- Kisebb akadályok leküzdéséhez használja a hátsó lábtámaszokat a rollátor elülső részének megemeléséhez (RP540 – RP545x – RP551 modellek)

## 10. FÉKEK

### 10.1 Fékezés

A járógép fékezéséhez húzza ujjaival felfelé a fékkart, amíg a járógép lelassul vagy megáll. A járógép továbbhaladásához engedje el a fékkart.

### 10.2 A fék (kézfék) reteszélése

Nyomja le a fékkart a tenyerével, amikor „katt” hangot hall, a kerekek rögzültek. Emelje fel a fék kart, hogy kioldja a rögzített helyzetből.



**FIGYELEM!** Ha a felhasználó áll, a fékeket rögzíteni kell

## 11. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A Moretti SpA által forgalomba hozott **MOPEDIA** készülékeket gondosan ellenőrzik, és azok CE-jelöléssel rendelkeznek. A beteg és az orvos biztonsága érdekében ajánlott, hogy a gyártó vagy egy engedélyezett laboratórium legalább kétfévente ellenőrizze a járógép használatra való alkalmasságát. Javítás esetén kizárólag eredeti alkatrészeket és kiegészítőket szabad használni.

A termék élettartama a használattól, a karbantartástól, a tárolástól és a tisztítástól függ.

## 12. TISZTÍTÁS

Az alkatrészek tisztításához kizárólag semleges tisztítószerrel átitatott, nedves ruhát használjon; ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket, fémkefét, csiszoló vagy éles tárgyakat, mivel azok károsíthatják a terméket.

## 13. KERÉKÁPOLÁS











1. Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enye tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával.
2. A kerekeket rendszeresen kenje meg.

## 14. MŰSZAKI JELLEMZŐK

GAYA 2.0 sorozat











Termékkódok	RP540									
Ülés	45x31 cm									
Váz	Alumínium									

Súly és méretek\*

										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg

Sorozat	OCEANO 2.0					SATURNO				
Termékkódok	RP545					RP551				
Ülés	45x20 cm					44x24 cm				
Váz	Alumínium									

Súly és méretek\*

										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20		
RP551	70	115-130 Antibrachialis 100+115	61	68	52	28	7,9	25	20	136 kg

\* A méretek cm-ben vannak megadva, és ± 0,5 cm-rel változhatnak

## 15. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

A készülék ártalmatlanításakor soha ne használja a szokásos kommunális szilárd hulladék visszavételi rendszereket. Ehelyett ajánlott a közös kommunális ökológiai szigetek igénybevétele a felhasznált anyagok várható újrahasznosítása céljából.

## 16. PÓTALKATRÉSZEK / TARTOZÉKOK

A pótalkatrészeket és kiegészítőket illetően kérjük, olvassa el a Moretti S.p.A. főkatalógusát

## 17. Garancia

A Moretti termékekre az anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozóan 2 év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használat, visszaélés vagy módosítás okozta károkra, és a garancia nem érvényes, ha a használati utasítást nem tartják szigorúan be. A helyes, rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv határozza meg.

A Moretti nem vállal felelősséget a helytelen telepítésből vagy a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő vagy azzal összefüggésben bekövetkező következményes károkért, személyi sérülésekért vagy bármilyen egyéb kárért.

A Moretti nem vállal garanciát az alábbi körülmények által okozott károkra: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, az áramellátás problémáiból eredő hibák (szükség esetén), a Moretti által nem jóváhagyott pótalkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítások, szállítási károk (az eredeti Moretti szállítástól eltérő), vagy a kézikönyvben megadott karbantartási előírások be nem tartása esetén.

A jótállás nem terjed ki azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során kopásnak vannak kitéve.

### 171 Javítás

**Garanciális javítás:** Amennyiben egy Moretti termék az garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibát mutat, a Moretti az ügyféllel egyeztetve megvizsgálja, hogy a hiba a garancia hatálya alá tartozik-e. A Moretti saját, vitathatatlan belátása szerint eldöntheti, hogy a terméket javítja-e vagy kicseréli-e, akár egy Moretti márkakereskedőnél, akár saját szervizében. A javítási munkadíjat a Moretti állhatja, amennyiben a javítás a garancia hatálya alá tartozik. A javítás vagy a kicserélés nem hosszabbítja meg a garancia időtartamát.

**A jótállás hatálya alá nem tartozó javítás:** A jótálláson kívüli terméket a Moretti engedélyezése után lehet visszaküldeni. A jótálláson kívüli fürdőkád-emelő javításának munkadíját és szállítási költségeit az ügyfélnek vagy a kereskedőnek kell viselnie. A javításra 6 hónapos garancia vonatkozik a termék átvételétől számítva.

**Hibátlan készülék:** Az ügyfelet értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti megállapítja, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben a terméket visszaküldjük az ügyfélnek, a szállítási költségeket az ügyfél viseli.

### 172 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre 6 hónapos garancia vonatkozik az átvétel napjától számítva.

### 173 Kizáró záradékok

A Moretti nem vállal semmilyen más kifejezett vagy vélelmezett nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, beleértve az esetleges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket az értékesíthetőségre, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértés és az ütközés hiányára vonatkozóan, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten meghatároztak ebben a garanciában. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibamentes használatot. A törvény szerint megállapítható esetleges vélelmezett garanciák időtartama a garanciaidőre korlátozódik, a törvény keretein belül. Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a vélelmezett garancia korlátozását, illetve a véletlen károk kizárását vagy korlátozását. Ilyen országokban ezek a kizárások vagy korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak a felhasználóra.

A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.

EN

**Garancialevelek**

Termék \_\_\_\_\_

Vásárlás dátuma \_\_\_\_\_

Kiskereskedő \_\_\_\_\_

Cím \_\_\_\_\_ Város \_\_\_\_\_

Eladva \_\_\_\_\_

Cím \_\_\_\_\_ Város \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meletto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)e-mail: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)**KÍNAI GYÁRTÁS**



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax: +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)