



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: FELFÚJHATÓ PÁRNA LYUKKAL

0806279



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Felfújható párna a nagyobb kényelemért leülés közben.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy $\pm 3\%$. Eltérés a termékek méretétől.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Órizza meg ezt a dokumentumot későbbi hivatkozás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne lépje túl a biztonságos munkaterhelés súlyhatárát.

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT:

- Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát.
- Sérülés esetén ne használja a terméket, és további útmutatásért forduljon a forgalmazóhoz.
- Az abszolút biztonságos használat érdekében mindig ellenőrizze az alkatrészek kopottságát

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy az már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

KARBANTARTÁSI, TISZTÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI INFORMÁCIÓK:

A biztonságos használat és a megfelelő higiénia garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt végre kell hajtania ezeket az eljárásokat.

A felhasználónak meg kell bizonyosodnia a készülék és alkatrészeinek szerkezeti integritásáról.

A tisztítási és higiéniai eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kesztyűt kell viselni.
2. Mielőtt a legfontosabb tisztítást végezné, távolítsa el a látható szennyeződések.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy enyhe tisztítószert.

4. Törölje le száraz és tiszta ruhával.
5. NE hagyja nedvesen a terméket.
6. Ne használjon vegyi tisztítószereket a keret tisztításához. Ez károsíthatja a termék felületét
7. Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert
8. Óvja a tárgyat a karcoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

ÖSSZESZERELÉS:

A terméket összeszerelve és használatra készen szállítjuk.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK:

1. Fújja fel a párnát a légdugattyúval.
2. Helyezze a párnát az ülésre.
3. A felhasználó most már leülhet a párnára.
4. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze és töltsse fel a párnanyomást.

MBK KÓD	GTIN-14	LEÍRÁS
0806279	05213006905070	FELFÚJHATÓ PRÁNA LYUKKAL ÉS KÉZI PUMPÁVAL

REF.	ANYAG	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ	BELSŐ ÁTMÉRŐ	 MAX TERHELÉS
00806279	BÁRSONYOS TÍPUSÚ, TEXTÚRÁS PVC	42 cm	11 cm	100 KG

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM vonatkozik a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károokra.

NEM VONATKOZIK azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak.

A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol alkalmazható) és szállító által okozott károokra vagy hibákra.

Szervizt vagy pótalkatrészt nem alkalmaznak, kivéve, ha azt hivatalos szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a végfelhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

A címkére, a fő katonra és/vagy a használati útmutatóra nyomtatott szimbólumok leírása



TERMÉK SZÁM



**ELEKTROMOS ÉS
ELEKTRONIKAI
HULLADÉKOK
IRÁNYELVE**



**OLVASSA EL A
HASZNÁLATI
UTASÍTÁST**



GYÁRTÁSI DÁTUM



TÉTEL SZÁM



**NE HASZNÁLJA, HA A
CSOMAGOLÁS SÉRÜLT!**



**CSAK BETÉRI
HASZNÁLATRA**



**ÓVATOSAN KELL
KEZELNI**

MOBIAK®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó köz 2.. 26-309223