

Felhasználói kézikönyv / Használati utasítás

Pozicionáló segédeszköz

POSIMED®

Kérjük, hogy a rendszerek használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és megjegyzéseket a biztonságos működés érdekében!

Szállítási terjedelem :

- Pozicionáló segédeszköz POSIMED® kék PU borítással és hegesztett varratokkal
- Használati utasítás

Javallatok / Ellenjavallatok:

- Javallatok: Nyomásfekélyek terápiája és profilaxisa, fájdalmas betegek pozicionálása.
- Ellenjavallat: Nincs

Alkalmazási kör:

- Különböző formájú és méretű pozicionáló segédeszközök optimális elhelyezést biztosítanak a decubitus profilaxishoz és terápiás támogatáshoz.

A beteg súlya:

- Alkalmas minden betegsúlyhoz

Műszaki adatok:

- Polipropilén mikrogyöngyökkel töltött pozicionáló segédeszköz
- Neopolén sűrűsége 13 – 17 kg/m³

Méretek:

- Különböző formájú és méretű

Súly:

- 0,2–1 kg

Tisztítás és karbantartás:

Otthoni ápolás	Klinikai használat
Használata közben	
Fedélfertőtlenítés törléssel	Fedélfertőtlenítés törléssel
A beteg cseréje után	
Fedélfertőtlenítés törléssel	Fedélfertőtlenítés törléssel
Fedjük le a fertőtlenítést törléssel	Autoklávozás

Műszaki biztonság / Lángállóság:

- DIN EN 597 I + II Lángállóság

Toxicológiai teszt / Biokompatibilitás:

- DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1

A rendszer előkészítése használatra:

- Vegye ki a pozicionáló segédeszközt a csomagolásból!

A rendszer most használatra kész.

Figyelmeztetések:

- Egyik sem

Garancia / Garancia:

- A törvényi garancia 6 hónap, a törvényes garancia 2 év. A kiterjesztett jótállási feltételek megtalálhatók a termékleírások.

Termék név:

- POSIMED® pozicionáló segédeszköz

Manufacturer according to the MPG (German Medical Devices Act)

Funke-Medical AG

Ährenfeld 10

46348 Raesfeld

Tel.: (+49) 2865/266 93 50

Fax: (+49) 2865/8133

info@funke-medical.de

www.funke-medical.de